

## Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.

Cena: 71,29 zł



### Opis słownikowy

Marka	Dolgit
Postać	plastry
Producent	Natur Produkt Zdrovit
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Żelazo

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.

Wyrób medyczny Dolgit to rozgrzewające plastry o działaniu przeciwbólowym.

## Skład Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.

Sproszkowane żelazo, woda, sól sodowa, węgiel drzewny.

### Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 10 plastrów rozgrzewających o wymiarach 10 x 13 cm.

## Działanie Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.

Plastry Dolgit zawierają sproszkowane żelazo, które po otwarciu opakowania zaczyna ulegać reakcji utleniania, jednocześnie powodując wydzielanie się ciepła. Proces ten trwa 12 godzin, a temperatura jaką osiąga plaster dochodzi do 50°C. Generowane przez produkt ciepło działa odprężająco na obolałe mięśnie, dodatkowo zwiększa także miejscowe krążenie krwi, co zmniejsza uczucie bólu.

## Wskazania Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.

Wyrób medyczny wskazany jest do stosowania miejscowego, w przypadku bólów mięśniowych, stawowych, krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, a także w nerwobólach.

## **Dawkowanie Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.**

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę w miejscu, w którym plaster ma zostać przyklejony.
2. Bezpośrednio przed aplikacją otworzyć opakowanie i zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą.
3. Przykleić plaster w miejscu bólu.

## **Przeciwwskazania Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.**

W przypadku konieczności zastosowania kolejnego plastra w tym samym miejscu należy odczekać 24 godziny przed jego aplikacją. W przypadku niskiej tolerancji na temperaturę plaster można przykleić na bawełnianą bieliznę przylegającą bezpośrednio do ciała.

## **Informacje dodatkowe Dolgit, plastry rozgrzewające 10 cm x 13 cm, 10 szt.**

Produkt jednorazowy, nie przyklejać ponownie.  
Jeśli wystąpią silne poty produkt należy niezwłocznie odkleić.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.