

# Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Cena: 119,49 zł



## Opis słownikowy

Marka	Radical Med
Postać	zestaw
Producent	Ideepharm
Rejestracja	Kosmetyk
Substancja czynna	Inulina

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Mezoterapia mikroigłowa, aktywny koncentrat + mezoroller. - zestaw przeznaczony do włosów wypadających, osłabionych oraz w przypadku nasilonego łysienia. Pobudza wzrost nowych włosów oraz odżywia i wzmacnia włosy.

### Skład Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Aqua (Water), Panax Ginseng Root Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-11, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Citrulline, Glucosamine HCl, Biotin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinyl Tripeptide-1, Caffeine, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Panthenol, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Lactic Acid.

### Działanie Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Mezoterapia mikroigłowa Radical Med

Profesjonalny zabieg dla kobiet i mężczyzn do łatwego zastosowania w domu. Poprzez mikronakłuwanie naskórka powstają setki mikrokanałków, którymi substancje aktywne zawarte w koncentracie docierają bezpośrednio do cebulek włosa, dzięki czemu pobudzają je i stymulują porost nowych włosów. Silnie skoncentrowana superformuła z biokompleksem TRICHOactive i PROCAPILTM w połączeniu z mikronakłuwaniami pozwala uzyskać w krótkim czasie szybszy wzrost włosów, zniwelować skutki łysienia.

Zmniejsza wypadanie i przerzedanie się włosów. Aktywny koncentrat Radical Med

Pobudza cebulki do intensywnej pracy, aktywizuje wzrost nowych włosów.  
Odżywia i dotlenia cebulki włosa, wzmacnia ich zakotwiczenie w skórze głowy.  
Odbudowuje i wzmacnia włosy, skutecznie zmniejsza ich wypadanie i przerzedanie.  
Przedłuża cykl życia włosa, spowalniając ich starzenie.  
Widocznie i szybko zagęszcza fryzurę.  
Poprawia kondycję włosów, przywracając im gęstość i objętość.  
Zauważalne rezultaty już po 1 kuracji.  
Wraz ze wzrostem liczby zabiegów zwiększa się grubość i objętość włosów.  
Zalecana seria zabiegów co minimum 7 dni.  
Składniki aktywne:

Biokompleks TRICHOactive – unikalny kompleks trychogeniczny kotwiczący włosy, wzmacnia macierz cebulki włosa, przyspiesza odrastanie mocnych włosów, zmniejsza ich wypadanie i przerzedanie, poprawia kondycję oraz wygląd włosów i skóry głowy.  
PROCAPILTM – innowacyjny składnik wzmacnia zakotwiczenie włosów i wzmacnia ich wzrost, spowalnia androgenowe łysienie oraz wzmacnia krążenie krwi w przestrzeniach międzykomórkowych. Działa przeciwstarzeniowo na cebulki włosów.  
Kofeina – stymuluje cebulki aktywując wzrost włosów, wzmacnia i poprawia ich kondycję.  
Aloes - koi i łagodzi podrażnienia, stymuluje komórki skóry do szybszej regeneracji.

## Wskazania Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Masaż mezorollerem polecany szczególnie w przypadku nasilonego łysienia oraz włosów bardzo rzadkich, cienkich i wolno rosnących.

## Dawkowanie Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Mezoroller Radical Med przed zastosowaniem należy dokładnie przemyć spirytusem salicylowym. Oczyszczyć skórę głowy delikatnym szamponem i osuszyć. Polecamy zastosować szampon z linii Radical med. Zabieg wykonujemy zaczynając od nasady i kierując się wzdłuż wzrostu włosów, by uniknąć splatania. Wałeczkiem obszar pożądanego wzrostu włosów ok. 10 razy tam i z powrotem. W przypadku długich włosów można rozdzielać je odstawiając przedziałek co znacznie ułatwi rolowanie skóry. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu rozprowadzić na skórze Aktywny koncentrat do mezoterapii mikroigłowej zawarty w ampułce. Po skończonym zabiegu mezoroller należy umyć pod bieżącą gorącą wodą, wysuszyć i zdezynfekować. Urządzenie powinno być przechowywane w czystym opakowaniu.

WAŻNE! Duża zawartość substancji aktywnych może powodować wytrącanie się osadu. Przed użyciem wstrząsnąć ampułkę. Nie spłukiwać.

## Przeciwwskazania Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

egzema, łuszczyca, zaburzenia krzepliwości krwi, zaburzenia odporności, grzybica, otwarte rany, keloidy, cukrzyca, zakażenia wirusowe, zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybiczne, nadżerki, znamiona, zmiany nowotworowe skóry, choroby nowotworowe, ciąża i karmienie piersią.

## Informacje dodatkowe Radical Med, mezoterapia mikroigłowa, 3 ml x 12 ampułek + mezoroller GRATIS

Nie udostępniać mezorollera innym osobom i przed każdym ponownym użyciem dokładnie zdezynfekować.

Podczas zabiegu mikronakłuwania może pojawić się lekki obrzęk i zaczerwienie, które utrzymuje się na skórze do 24 godzin.

W tym czasie nie wolno korzystać z basenu, sauny oraz spożywać alkoholu, modelować włosów kosmetykami ze środkami do stylizacji.

Zabieg należy wykonywać na noc.

Czas regeneracji skóry po zabiegu to około 2 dni ( w zależności od rodzaju skóry).

Podczas korzystania z zabiegu unikać opalania.

Nie używać mezorollera na zainfekowaną czy chorą skórę.