

Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.



Cena: 16,91 zł

Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	termometr
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

Termometr Microlife MT 700 jest urządzeniem medycznym służącym do pomiaru temperatury ciała. Kształt kaczuszki sprawia, że termometr jest przyjazny dla dzieci. Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat lub 10.000 pomiarów,

Skład Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

Zawartość opakowania

Microlife MT 700, termometr elektroniczny dla dzieci Kaczuszka - 1 sztuka

Działanie Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

O gotowości do pracy oraz o zakończeniu pomiaru informuje sygnał dźwiękowy.

Termometr zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru.

Po zakończonym pomiarze, jeżeli nie zostanie wyłączony, następuje automatyczne wyłączenie w celu przedłużenia żywotności baterii.

Termometr posiada wymienną baterię. O konieczności jej wymiany informuje graficzna ikona.

Dawkowanie Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

Metody pomiarowe (bazowa temperatura ciała):

w ustach (oral) (35,5-37,5°C) - termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej. Czujnik pomiarowy musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować przekłamanie w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury. Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund.

rektalna (rectal) (36,6-38,0°C) - metoda ta daje najbardziej dokładny wynik, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci. Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm. Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund.

pod pachą (axillary) (34,7-37,3°C) - aby uzyskać bardziej wiarygodny wynik, zaleca się wykonanie pomiaru w ustach lub w odbycie. Minimalny rekomendowany czas pomiaru to 3-5 minut niezależnie od wcześniejszej sygnalizacji dźwiękowej.

Przeciwwskazania Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

Termometru nie należy używać do pomiaru w innych miejscach niż wymienione powyżej.

Nie używaj urządzenia jeśli jest uszkodzone.

Nie wykonywać pomiaru temperatury w odbycie u osób z chorobami odbytu.

Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.

Informacje dodatkowe Microlife MT 700, elektroniczny termometr piórkowy Kaczuszka, 1 szt.

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiaru: od 32°C do 42,9°C.

Dokładność pomiaru: +/- 0,1°C (pomiędzy 34°C a 42°C).

Warunki pracy: 10-40°C, maksymalna wilgotność względna 15-95%,

Warunki przechowywania: od -25°C do +60°C; maksymalna wilgotność względna 15-95%,

Bateria: 1,5/ 1,55V, rozmiar: LR41.

Żywotność baterii: około 4500 pomiarów (używając nowej baterii).

Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat lub 10.000 pomiarów.

Ważne wskazówki

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.

Przed pierwszym użyciem zalecane jest wyczyszczenie termometru.

Należy przestrzegać minimalnego, sygnalizowanego dźwiękiem pomiaru.

Nie używaj urządzenia w pobliżu występowania silnego pola elektromagnetycznego powodowanego przez telefony komórkowe lub instalacje radiowe. Podczas użytkowania utrzymuj dystans min. 3,3 m od takich urządzeń.

Chroń przed wstrząsami i upadkiem.

Unikaj zginania końcówki o więcej niż 45°.

Nie gotuj urządzenia.

Gwarancja

2 lata licząc od dnia nabycia.