


Allewyn AG Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem 20 cm x 20 cm, 1 szt.



Cena: 55,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Allewyn
Postać	opatrunek
Producent	Smith & Nephew
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład Allewyn AG Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem 20 cm x 20 cm, 1 szt.

Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na rany zakażone o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Sterylny.

Działanie Allewyn AG Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem 20 cm x 20 cm, 1 szt.

trwałe i skuteczne działanie przeciwbakteryjne
skuteczność wobec szerokiego spektrum patogenów
duże zdolności absorpcyjne, optymalne zarządzanie wysiękiem
redukuje ryzyko maceracji skóry
uformowane i zaklejone brzegi opatrunku dla zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed przeciekaniem
pełni rolę „wysięciółki” zapewniając pacjentowi dodatkowy komfort
opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

Wskazania Allewyn AG Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem 20 cm x 20 cm, 1 szt.

ALLEVYN Ag nieprzylepny jest skuteczny w leczeniu ran z umiarkowanym i obfitym wysiękiem, zakażonych i narażonych na zakażenie tj.:

* owrzodzenia tętnicze, żylna, cukrzycowe,

- * odleżyny
 - * owrzodzenia podudzi,
 - * rany pooperacyjne
 - * resekcja chirurgiczna
 - * przeszczepy skóry,
 - * miejsca pobrania przeszczepu skórniego,
 - * obszerne otarcia naskórka i zdarcie skóry,
 - * oparzenia II i III stopnia.
- Sposób użycia ALLEVYN Ag - nieprzyklepny

Informacje dodatkowe Allevyn AG Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem 20 cm x 20 cm, 1 szt.

ALLEVYN Ag nieprzyklepny może pozostawać na ranie do 7 dni.