

Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso



Cena: 8,19 zł

Opis słownikowy

Postać	bandaż
Producent	Paso
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso

Zawartość opakowania

1 bandaż kohezyjny o wymiarach 10 cm x 4,5 m w odcieniach szarości Moro

Działanie Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso

Paso-trading bandaż kohezyjny o wymiarach 10 cm x 4,5 m w odcieniach szarości Moro to doskonała alternatywa dla tradycyjnych bandaży, które często pękają się podczas zakładania i zsuwają w trakcie noszenia. Bandaż marki Paso utrzymuje stałe napięcie i nie przywiera do skóry.

Samoprzylepny bandaż marki Paso-Trading jest wyjątkowo elastyczny i wygodny w noszeniu. W przeciwieństwie do zwykłych bandaży taśma kohezyjna nie traci elastyczności, więc nie trzeba jej nadmiernie naciągać, aby uzyskać satysfakcjonujące napięcie materiału i kompresję tkanek. Dodatek kleju na bazie naturalnego kauczuku sprawia, że do mocowania nie musisz korzystać z niewygodnych drucianych zapinek i dodatkowych plastrów.

Cechy produktu

wymiary: 4,5 m x 10 cm,
elastyczny,
oddychający,
samoprzylepny,
wzór: moro,
odcienie szarości.

Wskazania Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso

Samoprzylepny zamiennik tradycyjnych bandaży i opasek elastycznych, wskazany w celu opatrywania urazów i zwichnięć. Bywa pomocny w dolegliwościach bólowych oraz kontroli opuchlizny.

Przeciwwskazania Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso

Nie stosować u osób uczulonych na lateks.

Wyrób niejałowy – nie stosować bezpośrednio na rany.

Przed użyciem sprawdź stan opakowania – nie używaj, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.

Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie nie gwarantuje skutecznego działania.

Jeśli w trakcie użytkowania wystąpi ból, drętwienie lub zasinienie zabandażowanych okolic, należy zdjąć bandaż i skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe Bandaż kohezyjny 4,5 m x 10 cm moro szarość, 1 szt Paso

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Nanjing 3H Medical Products
No.5 Zhushan Road, Gaochun Economic Deve
Nanjing Cn-32 Jiangsu 211300 Cn

Dystrybutor

Paso-Trading Sp. z o.o.
ul. Lutomińska 48
95-200 Pabianice