

## Cosmopor Advance, opatrunki jałowe 7,2 cm x 5 cm, 25 szt.

Cena: 108,09 zł



### Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Marka       | Cosmopor       |
| Postać      | opatrunek      |
| Producent   | Hartmann       |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Cosmopor Advance, opatrunki jałowe 7,2 cm x 5 cm, 25 szt.

Wyrób medyczny.

Odprowadza wysięk i wilgoć z rany do warstwy chłonnej oraz nie pozwala na ich wydostanie się na zewnątrz lub cofanie do pozostałych warstw opatrunku.

Trzy warstwy zapewniają optymalne gojenie rany, a zaokrąglone rogi zapobiegają zwijaniu się opatrunku.

Odnacza się bardzo wysoką chłonnością - rana pozostaje sucha.

Jest bezbolesnie usuwany.

Pozwala skórze oddychać - jest przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza.

Wymiary: 7,2 cm x 5 cm.

#### Skład Cosmopor Advance, opatrunki jałowe 7,2 cm x 5 cm, 25 szt.

Produkt ani jego opakowanie nie zawierają lateksu.

#### Działanie Cosmopor Advance, opatrunki jałowe 7,2 cm x 5 cm, 25 szt.

Zastosowana technologia DryBarrier® nie pozwala na powstanie środowiska przyjaznego bakteriom. Wysięk i wilgoć z rany odprowadzane są jednokierunkowo do warstwy chłonnej. Opatrunek posiada bardzo dużą zdolność absorpcyjną, dzięki czemu nie pozwala na wydostanie się wysięku i wilgoci na zewnątrz lub cofanie do pozostałych warstw opatrunku. Posiada trzy warstwy, które

zapewniają optymalne gojenie rany. Dzięki polietylenowej siateczce, opatrunek nie przywiera do rany, a jego usunięcie jest bezbolesne. Zaokrąglone rogi zapobiegają zwijaniu się opatrunku, nawet przy długotrwałym pozostawianiu na ranie. Gruba warstwa chłonna stanowi dobrą ochronę mechaniczną rany przed czynnikami zewnętrznymi. Opatrunek nie ogranicza naturalnych funkcji skóry (przepuszcza parę wodną i powietrze).

## Wskazania Cosmopor Advance, opatrunki jałowe 7,2 cm x 5 cm, 25 szt.

Wyrób medyczny Cosmopor Advance przeznaczony jest do leczenia ran pooperacyjnych oraz sterylnego opatrywania drobnych urazów, np. w ramach pierwszej pomocy. Szczególnie polecany do ran charakteryzujących się wysokim poziomem wysięku. Dla skóry normalnej i wrażliwej.