

## Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

Cena: 93,69 zł



### Opis słownikowy

Marka	Diagnostic
Postać	ciśnieniomierz
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

Diagnostic DR-605 IHB ciśnieniomierz automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku.

## Skład Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

### Zawartość zestawu:

Ciśnieniomierz Diagnostic DR-605 IHB,  
Etui,  
2 baterie AAA,  
Instrukcja obsługi.

## Działanie Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

W pełni automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku. Zapamiętuje do 120 wyników pomiaru dla każdego z dwóch użytkowników, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych notatek, dodatkowo uśrednia 3 ostatnie wyniki. Duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt wyniku pomiaru także osobom starszym i słabiej widzącym.

Ciśnieniomierz Diagnostic DR-605 IHB posiada wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz funkcję wykrywania nieregularnej pracy serca IHB.

Zalety Ciśnieniomierza:

Wykrywa nieregularny puls

Dokonuje pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku

Pomiar w pełni automatyczny

Zapamiętuje 120 wyników pomiaru dla każdego z dwóch użytkowników

Średni wynik z 3 ostatnich pomiarów

Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia\* (WHO)

Łatwy w użyciu mankiet nadgarstkowy, rozmiar 13,5-21,0 cm

Aparat wyłącza się automatycznie po 3 minutach od zakończenia pomiaru

## Wskazania Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

Diagnostic DR-605 IHB Ciśnieniomierz nadgarstkowy to aparat do samokontroli ciśnienia krwi na nadgarstku. Wskazany szczególnie dla osób cierpiących na nadciśnienie bądź niedociśnienie tętnicze.

## Dawkowanie Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

Przed użyciem urządzenia należy się zapoznać z instrukcją obsługi. Przycisk zasilania służy do włączenia urządzenia. Po jego naciśnięciu następuje automatyczne nadmuchiwanie mankieta. Aparat wyłącza się automatycznie po 1 minucie od zakończenia pomiaru.

## Informacje dodatkowe Diagnostic DR-605 IHB, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy, 1 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

Wyświetlacz - Ciekłokrystaliczny LCD

Metoda pomiaru - Oscylometryczna

Zakres pomiaru - Ciśnienie: 30-280 mmHg; Puls: 40-200 uderzeń/min.

Dokładność - Ciśnienie:  $\pm 3$  mmHg; puls:  $\pm 5\%$

Pamięć - 2x120 wyników pomiaru

Pompowanie powietrza - Automatyczne urządzenie pompujące

Wypompowywanie - Automatycznie przez zawór powietrza

IHB - Pomiar przy nieregularnym pulsie

Identyfikacja wyniku - Klasyfikacja ciśnienia według WHO

Zasilanie - Baterie alkaliczne x 2 szt. (AAA)

Temp. użytkowania /wilgotność - 5 do 40° 15-85% R.H.

Temp. przechowywania /wilgotność - -10 do 55°C 10-95% R.H.

Waga - 135 $\pm$ 5g z baterią i mankiem

Rozmiar mankieta - Obwód nadgarstka 13,5 - 21 cm

Okres gwarancji: 2 lata

## Galeria

