

Diagnostic Gold System, zestaw do pomiaru glukozy we krwi, 1 szt.

Cena: 49,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Diagnostic
Postać	zestaw
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład Diagnostic Gold System, zestaw do pomiaru glukozy we krwi, 1 szt.

Diagnostic Gold System zawiera:

Glukometr Diagnostic GOLD SYSTEM
Nakłuwacz z końcówką AST (1 szt.)
Jednorazowe lancety (10 szt.)
Pasek kontrolny
Instrukcję użycia zestawu
Skróconą instrukcję wykonania testu
Karta rejestracyjna/karta gwarancyjna
Instrukcję użycia pasków testowych
Książkę wyników
Baterię CR2032
Etui

Działanie Diagnostic Gold System, zestaw do pomiaru glukozy we krwi, 1 szt.

Brak kodowania
Dokładny wynik w ciągu 5 sekund

Duży wyświetlacz LCD
Pomiar przed i po posiłku
Alarmy informujące o hipoglikemii i hiperglikemii
Pamięć 500 pomiarów
Program do analizy wyników
Wieczysta gwarancja

Wskazania Diagnostic Gold System, zestaw do pomiaru glukozy we krwi, 1 szt.

Zestaw Diagnostic Gold System przeznaczony jest do pomiaru stężenia glukozy we krwi obwodowej.

Informacje dodatkowe Diagnostic Gold System, zestaw do pomiaru glukozy we krwi, 1 szt.

Nigdy w znaczny sposób nie należy zmieniać swojego programu kontroli cukrzycy ani też ignorować symptomów fizycznych bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Poważne odwodnienie może powodować fałszywe niskie wyniki.

Błędne wyniki mogą wystąpić u osób z poważnym niedociśnieniem lub u pacjentów w stanie wstrząsku.

Fizjologiczne poziomy kwasu moczowego, kwasy askorbinowego, bilirubiny, trójglicerydów i hemoglobiny nie wpływają na wyniki pomiarów.

Podwyższony poziom: kwasu moczowego, kwasy askorbinowego, paracetamolu, całkowitej bilirubiny i trójglicerydów może wpłynąć na wyniki pomiarów.

Zestaw nie powinien być wykorzystywany do diagnozy cukrzycy.

Należy używać tylko świeżych próbek krwi kapilarnej.

Nie należy używać glukometru do badania noworodków.

Zakres wyników - 10-600 mg/dl