

# Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

Cena: 128,39 zł



## Opis słownikowy

Marka	Diagnostic
Postać	inhalator
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

Diagnostic Nano Smart Inhalator kompresorowo - tłokowy to urządzenie medyczne dla dorosłych i małych pacjentów przeznaczony do stosowania w celu podania leków wziewnych niezbędnych w procesie leczenia dolegliwości ze strony układu oddechowego.

### Skład Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

#### W komplecie:

inhalator  
maseczka dziecięcą,  
maska dla dorosłych,  
5x filtr powietrza,  
przewód powietrza 1,5m,  
ustnik.

#### Zestaw zawiera:

1. Inhalator

2. Instrukcja w języku polskim zawarta w pudełku lub wysłana e-mailem (dotyczy elektronicznego urządzenia i dołączona przez producenta)

### 3. Karta gwarancyjna

4. Markowe opakowanie - jest integralną częścią zestawu i może zawierać cechy informacyjne (certyfikaty, numer seryjny, EAN, instrukcje, warunki przechowywania i transportu, datę produkcji i okres przydatności)

Zdjęcia na stronie mogą różnić się od rzeczywistych kolorem, odcieniami, rysunkami na pudełku, w zależności od zmian dokonywanych przez samego producenta (np. rebranding) oraz ustawień kolorystycznych ekranu komputera.

Nie zmienia to samego modelu i parametrów technicznych oraz nie stanowi powodu do reklamacji.

## Działanie Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

Inhalator Diagnostic Nano SMART to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do pracy przerywanej (30 min pracy, 30 min przerwy). Umożliwia natychmiastowe i bezpośrednie dotarcie preparatu medycznego w formie wziewnej do oskrzeli i płuc. Jeśli zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, inhalator zapewni stosowną jakość leczenia przez szereg lat. Nebulizator Diagnostic NANO SMART przeznaczony jest do leczenia astmy, alergii i innych chorób układu oddechowego. Urządzenie wytwarza strumień powietrza prowadzony przez przewód powietrza do nebulizatora. Po wprowadzeniu powietrza do nebulizatora preparat medyczny zostanie rozpylony, tworząc łatwo wdychaną mgiełkę.

## Wskazania Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

Inhalatora Diagnostic Nano SMART przeznaczony jest do inhalacji. Leczenie inhalacyjne to skuteczna i bezpieczna metoda leczenia chorób dróg oddechowych. Rozpoczęcie leczenia należy podjąć po konsultacji z lekarzem. Przed pierwszym użyciem inhalatora uważnie przeczytaj instrukcję użycia.

## Informacje dodatkowe Diagnostic Nano Smart, inhalator kompresorowo tłokowy, 1 szt.

waga	1,51 kg
warunki pracy	Temperatura: 10 - 40°C (50 - 104°F) Wilgotno??: 10 - 95% RH Ci?nienie atmosferyczne: 850 - 1060 hPa
transport i przechowywanie	Temperatura: -20 - 70°C (-4 - 158°F) i przechowywania Wilgotno??: 10 - 95% RH Ci?nienie atmosferyczne: 850 - 1060 hPa
okres gwarancji	2 lat
pojemnik na lekarstwo	2-8 ml
poziom ha?asu	72 dB
zasilanie	230 V AC, 50 Hz
w zestawie	Kompresor, nebulizator Trio Jet, maska dla doros?ych, maska dla dzieci, 5 x filtr powietrza, przewód powietrza 1,5 m,

ustnik, instrukcja użycia

Galeria

