

## HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

Cena: 70,26 zł



### Opis słownikowy

Marka	HydroClean
Postać	opatrunek
Producent	Hartmann
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Emplastri collagenosa

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

Wyrób medyczny HydroClean plus to hydroaktywny opatrunek o wymiarach 10 x 10 cm. Produkt absorbuje wysięk z rany oraz uwalnia do niej płyn Ringera, dzięki czemu usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się rany.

#### Działanie HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

Opatrunek HydroClean plus usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się ran. Stymuluje proces gojenia, przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Dzięki swym właściwościom absorpcyjnym wchłania wysięk wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami oraz biofilmem. Produkt posiada nieprzywierające do rany silikonowe paski, warstwa zewnętrzna pokryta jest wodoszczelną folią propylenową, która zapobiega przemakaniu opatrunku.

#### Wskazania HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

Opatrunek przeznaczony jest do stosowania na rany, w szczególności te trudno gojące się, w fazie oczyszczania i rany chirurgiczne. Można go także stosować w celu reaktywacji stagnujących procesów gojenia, jeżeli wywołane są zbyt wysoką aktywnością metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.

## Dawkowanie HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

1. Wybierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby obejmował on całą ranę i nachodził na jej brzegi.
2. Umieść opatrunek białą stroną do rany.
3. Przymocuj całość zewnętrznym opatrunkiem mocującym lub opaską.
4. HydroClean może pozostawać na ranie do 3 dni

## Informacje dodatkowe HydroClean plus, opatrunek hydroaktywny 10 x 10 cm, 1 szt.

Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Producent**  
HARTMANN  
Partyzancka 133/151  
Pabianice