

## Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

Cena: 198,84 zł



### Opis słownikowy

Marka	Istel
Postać	urządzenie
Producent	Diagnosis

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

Analizator składu ciała Istel WA-200 BT oferuje możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała z określeniem takich parametrów jak: masa ciała (kg, lb), tkanka tłuszczowa (%), tkanka mięśniowa (%), całkowita zawartość wody (%), masa kostna (%), BMI i kcal.

### Skład Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

#### Zestaw zawiera:

Analizator składu ciała Istel WA-200 BT,  
Instrukcja użycia,  
3 x bateria AAA.

### Działanie Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

Analizator składu ciała Istel WA-200 BT wykorzystuje metodę analizy impedancji bioelektrycznej (BIA). Urządzenie współpracuje z nowoczesnym systemem telemedycznym ISTELE CARE, który umożliwia proste i bezpieczne dzielenie się wynikami z lekarzem bądź opiekunem.

Metoda pomiaru: impedancja bioelektryczna (BIA).

Pomiar masy ciała, zawartości wody (%), tkanki tłuszczowej (%), masy kostnej (%), masy mięśniowej (%) oraz BMI i kcal.

Maksymalne obciążenie 180kg.

8 profili użytkowników.

Wybór jednostki kg/lb.

Komunikacja Bluetooth.

Funkcja automatycznego wyłączenia.

Współpracuje z dedykowaną aplikacją ISTEEL HEALTH i systemem telemedycznym ISTEEL CARE.

Dokonywanie pomiaru i wprowadzanie danych użytkownika (wiek, płeć, wzrost) z pozycji urządzenia oraz aplikacji Istel Health

Interpretacja pomiaru w aplikacji Istel Health.

## Wskazania Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

Istel WA-200 BT Analizator składu ciała z funkcją Bluetooth służy do monitorowania masy ciała wraz z innymi, dostępnymi parametrami, jak tkanka tłuszczowa (%), tkanka mięśniowa (%), całkowita zawartość wody (%), masa kostna (%), BMI i kcal.

## Dawkowanie Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

W celu wykonania pełnej analizy składu ciała: należy stanąć bosymi stopami na platformę przy wyłączonym urządzeniu. Analizator wskaże na wyświetlaczu przez około 2 sekundy ostatnio wybranego użytkownika i jego parametry.

Następnie urządzenie przejdzie w tryb pełnego pomiaru składu ciała. Podczas trwania pomiaru, należy mieć postawę wyprostowaną i pozostać nieruchomo. Na analizatorze będzie wyświetlany pasek postępu.

Następnie na ekranie pojawi się wynik pomiaru pełnej analizy składu ciała. Poszczególne wyniki pomiarów będą wyświetlane w momencie stania na analizatorze przez około 1 min, a po zejściu z analizatora znikają po ok. 15 sekundach.

## Informacje dodatkowe Istel WA-200 BT, analizator składu ciała, 1 szt.

Metoda pomiaru	Impedancja bioelektryczna (BIA)
Rozdzielczość wagi	0,1 kg
Maksymalne obciążenie	180 kg
Pomiar	Masy ciała, zawartości wody [%], tkanki tłuszczowej [%], masy kostnej [%], masy mięśniowej [%] oraz kcal i BMI
Zasilanie	3 x bateria AAA
Liczba użytkowników	8 użytkowników
Warunki użytkowania	Temperatura: 15–35°C Wilgotność: 30–85% RH
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura: -20 - 50°C Wilgotność: 30 - 85% RH
Metoda przesyłania danych	Bluetooth® 4.0
Zawartość zestawu	Analizator składu ciała, Instrukcja użytkownika, 3 x bateria AAA

## Galeria

