

Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt



Cena: 29,69 zł

Opis słownikowy

Marka	Mepilex
Postać	opatrunek
Producent	Molnlycke
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Mepilex Border to opatrunek piankowy o silnych właściwościach chłonnych. W tym rozmiarze doskonale sprawdzi się jako opatrunek na odleżyny, owrzodzenia i rany przewlekłe o mniejszej objętości, ale obfitym wysięku. Warstwa Safetac, której zadaniem jest zapobieganie wyciekaniu wysięku, dotyka bezpośrednio rany. Pozwala to uniknąć maceracji. Produkt łagodzi ból i pomaga zapobiegać infekcyjnym powikłaniom pourazowym. Łatwo i bezboleśnie można go usunąć po zakończeniu procesu gojenia.

Skład Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Mepilex Border to wielowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej, którego wyróżnikiem jest duża wytrzymałość i chłonność.

Działanie Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową Safetac przeznaczony do zaopatrywania ran powierzchniowych z niewielkim wysiękiem.

Wskazania Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Opatrunek jest przeznaczony do zaopatrywania powierzchownych ran we wszystkich fazach gojenia rany, tj.:

owrzodzenia podudzi,

odleżyny,

oparzenia IIa,

stopa cukrzycowa,

rany cięte i szarpane,

otarcia naskórka.

Dawkowanie Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Zmiana opatrunku:

O zmianie opatrunku decyduje personel medyczny po ocenie stanu rany. Opatrunek należy zmienić najpóźniej po 7 dniach.

Informacje dodatkowe Mepilex Border EM, opatrunek piankowy 12,5 cm x 12,5 cm, 1 szt

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.