

Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS



Cena: 255,39 zł

Opis słownikowy

Marka	Microlife
Postać	inhalator
Producent	CHDE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Inhalator membranowy NEB 800 firmy Microlife, jest przenośnym sprzętem medycznym, który umożliwia sprawne i skuteczne wykonywanie inhalacji, czyli procesu leczenia za pomocą substancji wziewnych. Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych, testowany klinicznie.

Skład Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Zawartość opakowania

- 1 x korpus inhalatora Microlife NEB 800,
- 1 x maska inhalacyjna dla dorosłych,
- 1 x maska inhalacyjna dla dzieci,
- 1 x ustnik,
- 2 x bateria AA
- 1 x etui podróżne,
- 1 x instrukcja obsługi.

Działanie Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Wydajny system Venturiego zasysa powietrze z otoczenia i szybko dostarcza cząsteczki leków, skracając czas sesji terapeutycznej. Wysokiej jakości antyutleniająca siatka ze stali nierdzewnej zapewnia stabilną wielkość cząsteczek, przy jednoczesnym zapewnieniu długiej żywotności urządzenia. Przenośny inhalator membranowy to przy tym małe, ciche i ultralekkie rozwiązanie umożliwiające skuteczny i wygodny zabieg w dowolnym miejscu. Kompaktowy design i zasilanie bateryjne sprawia, że urządzenie jest wygodne do przeprowadzania terapii nawet w podróży. Niski poziom pozostającego w nebulizatorze leku gwarantuje skuteczne leczenie, a jeden przycisk i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawi, że każda inhalacja przebiegnie bez problemu.

Cechy inhalatora Microlife NEB 800

przenośna, kieszonkowa konstrukcja,
mały rozmiar, lekki, zaprojektowany do łatwego przenoszenia,
prosty w obsłudze – tylko jeden przycisk,
niski poziom pozostałości leku,
bardzo cichy przy niskim zużyciu energii,
z wymienną głowicą,
w zestawie ustnik oraz maski dla dzieci i dorosłych,
torba do łatwego przechowywania i przenoszenia,
dzięki intuicyjnej konstrukcji stosowanie leków jest łatwe i wygodne,
specjalna funkcja TURBO, służąca do czyszczenia pojemnika na lek.

Wskazania Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Inhalator przenośny Microlife NEB 800 służy do terapii inhalacyjnej w przypadkach astmy, zapalenia oskrzeli i innych chorób układu oddechowego.

Przeciwwskazania Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Nie dotykaj metalowej siatki z głowicy inhalatora.
Nie korzystaj z wody z kranu ani z wody przegotowanej.
Nie używaj Microlife NEB 800 do inhalacji cieczy zawierających estry, tłuszcze lub zawieszane cząstki (np. soku dyfuzyjnego, ekstraktu ziół).
Nie używaj inhalatora w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience) ani gdy przewód zasilający lub nebulizator są mokre.
Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania olejków eterycznych, produktów na bazie olejów, płynów zawierających tłuste lub zawieszane cząsteczki.
Nie stosować preparatu Nebudose Hialuronic, Nebudose Hipertonic.

Informacje dodatkowe Microlife NEB 800, przenośny inhalator kompaktowy, 1 szt. + baterie GRATIS

Inhalator Microlife NEB 800 – specyfikacja techniczna

wydajność aerozolu: 0,2 ml/min,
wielkość cząsteczek ~5 µm (MMAD),
częstotliwość ultradźwiękowa: 103~123 kHz ±1 k,
odgłos pracy: <30 dBA,
pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml, max. 8 ml,
warunki pracy: od -20°C do +70°C,
waga: 130 g (bez baterii),
wymiar: 121 x 44 x 59 mm,

automatyczne wyłączenie po zużyciu całości płynu z zasobnika,
źródło napięcia: 2 x 1,5 V baterie alkaliczne (rozmiar AA), lub opcjonalnie zasilacz AC*,
żywność baterii: około 90 minut,
przewidywana żywotność urządzenia: urządzenie – 2 lata, głowica inhalatora – 12 miesięcy (przy użyciu 3 razy dziennie, każdorazowo przez 15-20 minut).

Gwarancja

Urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją.
Głowica nebulizacji jest objęta 12-miesięczną gwarancją.

Ostrzeżenia

Przed skorzystaniem z urządzenia Microlife NEB 800 przeczytaj instrukcję dołączoną do opakowania.
Dopilnuj, by dzieci korzystały z nebulizatora tylko pod okiem osoby dorosłej.
Przygotowując ciecz do nebulizacji, korzystaj z 0,9% roztworu soli fizjologicznej, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Pojemnik, w którym przygotowujesz lek, musi być sterylny.
Używaj wyłącznie leków przepisanych przez lekarza i zawsze postępuj zgodnie z jego zaleceniami dotyczącymi dawki, czasu trwania oraz częstotliwości inhalacji.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

Dodatkowe informacje

Urządzenie opcjonalnie może być zasilane przez przewód AC.

Galeria

