

Opatrunek specjalistyczny Mepilex Border Ag 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka



Cena: 42,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Mepilex
Postać	opatrunek
Producent	Molnlycke
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Opatrunek specjalistyczny Mepilex Border Ag 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka

Mepilex Border Ag to opatrunek piankowy typu wszystko-w-jednym ze srebrem, zapewniający szybkie i długotrwałe działanie antybakteryjne, tak aby zmniejszyć zanieczyszczenie biologiczne rany. Wielozadaniowa konstrukcja opatrunku sprawia, że może być stosowany na ranach przewlekłych oraz ostrych ze średnim i dużym wysiękiem, takich jak owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, odleżyny, rany nowotworowe, oparzenia niepełnej grubości skóry oraz rany urazowe i pooperacyjne. Mniejszy ból podczas zmiany opatrunku, który posiada zmniejszającą ból warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac

Szybkie i długotrwałe działanie przeciwbakteryjne.

Zatrzymuje duże ilości wysięku aby skutecznie zarządzać wilgotnym środowiskiem rany.

Opatrunek piankowy typu wszystko-w-jednym ze srebrem.

Do odleżyn i innych ran przewlekłych i ostrych.

Badania in vitro wykazują, że opatrunek Mepilex Border Ag inaktywuje istotne patogeny w ranie (bakterie i grzyby) w ciągu 3 godzin.

Działanie Opatrunek specjalistyczny Mepilex Border Ag 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka

Mepilex Border Ag działa antybakteryjnie.

Wskazania Opatrunek specjalistyczny Mepilex Border Ag 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka

Mepilex Border Ag przeznaczony jest do leczenia ran ze średnim i dużym wysiękiem, w przypadku których wskazane jest zachowanie wilgotnego środowiska, odprowadzanie wysięków, delikatne mocowanie i działanie przeciwbakteryjne.

owrzodzenia kończyn dolnych i stóp,

odleżyny,

rany nowotworowe,

oparzenia niepełnej grubości skóry

rany urazowe i pooperacyjne,

Mepilex Border Ag można stosować na rany zakażone w ramach leczenia pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Dawkowanie Opatrunek specjalistyczny Mepilex Border Ag 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka

Należy również upewnić się, że opatrunek piankowy pokrywa łożysko rany z zachowaniem minimum dwucentymetrowej zakładki na otaczającą skórę.