

## Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml



Cena: 33,49 zł

### Opis słownikowy

Marka	Opti-Free
Postać	płyn
Producent	Alcon
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Chlorek sodu

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml

Czyści i dezynfekuje soczewki.  
Zapobiega gromadzeniu się osadów białkowych, nawilża soczewkę i pozostawia ją w świeżości przez wiele godzin.  
Odpowiedni dla wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, włącznie z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

## Skład Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml

OPTI-FREE EXPRESS® jałowy, zbuforowany, izotoniczny wodny roztwór zawierający chlorek sodu, sorbitol, sól sodową EDTA, kwas borny, aminoetylopropanol, cytryniany i TETRONIC® 1304 jako składniki czyszczące, składniki konserwujące: POLYQUAD® (chlorek polidronium) 0,001% oraz ALDOX® (miristoamidopropylodimetyloamina) 0,0005%.

## Działanie Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml

Wyrób medyczny Alcon Opti-Free Express usuwa osady białkowe, działa bakteriobójczo, grzybobójczo, niszczy Acanthamoeba sp. Utrzymuje soczewki czyste i wygodne w użyciu. Zapewnia codzienną pielęgnację wszystkich miękkich soczewek kontaktowych.

## Wskazania Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml

Do wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, włącznie z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

## Informacje dodatkowe Opti-Free Express, płyn do soczewek, 355 ml

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Nie stosować do dezynfekcji ciepłej (termicznej).  
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.  
Nie stosować po upływie terminu ważności.