

Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych, 1 szt.



Cena: 44,79 zł

Opis słownikowy

Marka	Pempa
Postać	inhalator
Producent	Pempa Jerzy Żukowski
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych, 1 szt.

Komora inhalacyjna Pempa® AS 300 ułatwia efektywne stosowanie leków w postaci aerozolu (MDI). Wielkość maseczki i samej komory została dostosowana do potrzeb przeprowadzania inhalacji u osób dorosłych.

Działanie Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych, 1 szt.

Komora zwiększa ilość dostarczanego leku. Pomaga wprowadzić do płuc, co przekłada się bezpośrednio na skuteczność zastosowanej terapii. Komora wspomagająca inhalację sprawia, że więcej substancji czynnych dociera do płuc, a mniej pozostaje w jamie ustnej i gardle. Przez to efektywność inhalacji jest zwiększona, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w tych częściach ciała jest mniejsze. Jednokierunkowa zastawka o wysokiej skuteczności działania, ułatwiająca wykonywanie wdechów i wydechów.

Uniwersalny łącznik umożliwia korzystanie ze wszystkich powszechnie przypisywanych na recept inhalatorów MDI. Co ważne antystatyczna komora zapobiega osadzeniu się cząsteczek leku na jej ściankach. Komora inhalacyjna z maską dla dorosłych Pempa® AS 300 jest przy tym łatwa w użyciu i czyszczeniu.

Cechy produktu

- wyposażona w miękką, silikonową maskę,
- rozmiar odpowiedni dla dorosłych
- antystatyczna, przezroczysta komora,
- zwiększa efektywność inhalacji — dostarczenie leku do płuc,
- zmniejsza osadzanie się leku w jamie ustnej i gardle,
- nie wymaga koordynacji wdechu z podaniem aerozolu,

łatwa w obsłudze i czyszczeniu.
kolor zielony,
antystatyczna,
bez BPA.

Wskazania Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych,1 szt.

Komora inhalacyjna z maską do podawania do płuc odmierzonej dawki w postaci aerozolu zgodnie z zaleceniami lekarza.
Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych.

Dawkowanie Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych,1 szt.

Dokładnie sprawdź komorę i usuń z niej wszystkie ciała obce.
Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub brakujące części, natychmiast wymień produkt na nowy.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia.
Zdejmij zatyczki z inhalatora oraz komory maski.
Wstrząśnij inhalatorem zgodnie z jego instrukcją użytkowania.
Włóż inhalator do tylnej ściany komory.
Założ dziecko maskę na twarz i upewnij się, że jest szczelna.
Dziecko powinno wykonać wydech.
Na początku powolnego wdechu jednokrotnie naciśnij inhalator.
Przytrzymaj maskę. Dziecko powinno wykonać 5-6 wdechów i wydechów przez komorę.
Podawaj 1 dawkę na raz.
Przestrzegaj instrukcji dołączonej do inhalatora dotyczącej czasu, który musi upłynąć przed powtórzeniem zabiegu.
Pamiętaj o regularnym myciu i czyszczeniu komory.

Informacje dodatkowe Pempa AS 300, komora inhalacyjna dla dorosłych,1 szt.

Gwarancja
2 lata

Ostrzeżenia

Urządzenie nie jest zabawką – nie zostawiaj w pobliżu dzieci bez opieki.
Nie używaj produktu wspólnie z innymi osobami.
Może dojść do trwałego uszkodzenia produktu w przypadku gotowania, sterylizacji albo czyszczenia w temperaturze przekraczającej 70°C.
Jeżeli słyszysz świszczący dźwięk w czasie oddychania, lek jest wdychany zbyt szybko.