

Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Cena: 2,69 zł



Opis słownikowy

Postać	stopery
Producent	Stanmark
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Wkładki przeciwhałasowe Stopper MWD-11 chronią słuch przed hałasem przemysłowym, ulicznym, w domu i w podróży. Przydają się wszędzie tam, gdzie hałas utrudnia skupienie lub sen. Pomagają także chronić uszy przed wiatrem, wodą i przeciągami. Wkładki wykonane są z waty nasyconej masą woskową i wymagają samodzielnego uformowania. Pozwala to na indywidualne dopasowanie rozmiaru i kształtu wkładki do każdego ucha.

Skład Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Zawartość opakowania

Wkładki Stopper MWD-11 - 2 szt.

Ulotka z informacją i instrukcją zakładania - 1 szt.

Działanie Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Cechy stopperów MWD-11:

- Wykonane z waty wiskozowo-bawełnianej nasyconej masą woskową,
- Wymagają samodzielnego uformowania,
- Masa wkładki mięknie pod wpływem ciepła i daje się dowolnie kształtować palcami, a w czasie użytkowania doskonale dostosowuje się do każdego kształtu kanału słuchowego. Ma zdolność pochłaniania zabrudzeń i pyłów.
- Wkładki można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka. Nie wymagają czyszczenia.
- Wyrób pakowany jest w hermetyczne saszetki z folii aluminiowej.

Tętno:	SNR	H	M	
	26 dB	27 dB	22 dB	

Wskazania Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Do ochrony słuchu przed uciążliwym hałasem w domu, biurze, podróży itp. Można je także stosować do ochrony ucha przed wiatrem, wodą i przeciągiem.

Dawkowanie Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

O skuteczności i wygodzie użytkowania wkładek dousznych decyduje ich poprawne założenie!

Dobierz odpowiednią ilość materiału.

Uformuj i włóż do ucha. Dociśnij.

Aby ułatwić wyjęcie stoppera, naciśnij lekko małżowinę uszną z tyłu i od spodu.

Uwaga: materiał raz rozdzielony nie łączy się z powrotem!

Informacje dodatkowe Stoppery przeciwhałasowe MWD-11, miękkie wkładki przeciwhałasowe do formowania, 1 op. (1 para)

Przechowywać w cieniu, w temperaturze do 30°C.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego

- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę w języku polskim.

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.