

Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Cena: 18,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Suprasorb
Postać	opatrunek
Producent	Lohmann & Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Oddychająca i elastyczna folia poliuretanowa w opatrunku Suprasorb F, zapewnia optymalne wilgotne środowisko oraz wymianę gazową i regulację temperatury. Suprasorb F jest nieprzepuszczalny dla płynów i chroni ranę przed dostępem zanieczyszczeń z zewnątrz. Dzięki swojej transparentności ułatwia kontrolę rany. Suprasorb F jest elastyczny, cienki, wytrzymały i bardzo prosty w aplikacji.

Wymiary opatrunku: 10 cm x 1 m

Działanie Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Wyrób medyczny Suprasorb F zapewnia przezroczystą ochronę. Elastyczna folia poliuretanowa przepuszcza powietrze i dzięki wymianie gazów i ciepła umożliwia utworzenie wilgotnego środowiska rany, sprzyjającego jej gojeniu. Suprasorb F nie przepuszcza płynów i chroni ranę lub miejsce wkłucia przed kolonizacją bakterii wnikających z zewnątrz.

Przezroczysta struktura opatrunku ułatwia kontrolę rany i miejsca wkłucia. Suprasorb F jest elastycznym i rozciągliwym opatrunkiem, bardzo łatwym w użyciu. Suprasorb F jest produktem ścieralnym, również za pomocą środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, jod lub oktenidynę. Opatrunek zapewnia dobrą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, nie przeszkadza podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Suprasorb F jest dostępny w formie jałowego opatrunku foliowego na rany lub niejłowego opatrunku foliowego na rolce.

Wskazania Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Suprasorb F można stosować jako opatrunek wtórny w przypadku ran zagrożonych zakażeniem w ramach regularnej terapii przeciwbakteryjnej.

Dawkowanie Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Lekarz prowadzący leczenie powinien dokonywać zmiany opatrunku w zależności od stanu rany, stopnia wysięku i obecności opatrunku wtórnego, najpóźniej po 5 -7 dniach.

Przeciwwskazania Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

Informacje dodatkowe Suprasorb F, foliowy opatrunek 10 cm x 1 m, 1 szt.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

LOHMANN & RAUSCHER

Moniuszki 14

Pabianice