

# Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

Cena: 16,89 zł



## Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Diather
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

Wyrób medyczny, który przeznaczony jest do wykrywania antygenów białka nukleokapsydu grypy A, grypy B a także wirusów: syncytialnego układu oddechowego i/lub wirusa SARS-CoV-2 w próbce wymazu z nosa, w warunkach domowych. Wynik testu jest możliwy do odczytu już po 15 minutach.

### Skład Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

#### Zawartość opakowania

Kaseta testowa, sterylna wymazówka, próbówka z buforem, statyw, woreczek na odpady, instrukcja użycia.

### Wskazania Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

Wyrób medyczny Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag jest przeznaczony do użytku domowego bez recepty, z samodzielnie pobranymi próbkami wymazu z nosa. Może być wykorzystywany przez osoby w wieku 14 lat i starsze (dzieciom młodszym, czyli w przedziale wiekowym od 2. do 13. roku życia zaleca się pobieranie próbek przez osobę dorosłą lub personel medyczny) z objawami (w ciągu pierwszych 7 dni od ich wystąpienia) lub bez objawów lub z innych powodów epidemiologicznych, aby podejrzewać grypę A/B i RSV/COVID-19.

Do zastosowania pomocniczego w celu szybkiej diagnostyce grypy A, grypy B, wirusa syncytialnego układu oddechowego RSV i/lub zakażeń SARS-CoV-2.

Wskazania do wykonania testu to objawy związane z gorączką, bólem głowy, osłabieniem, dreszczami, katarrem, zapaleniem gardła, a także po kontakcie z osobą zakażoną lub w przypadku podejrzenia infekcji COVID-19.

### Dawkowanie Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

Gdy wyniki testu są pozytywne (niezależnie od tego, który patogen został wykryty), prawdopodobnie osoba badana jest zakażona grypą

typu A/B, RSV lub COVID-19. W przypadku wyniku pozytywnego, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności oraz zwrócić się do swojego lekarza. Osoba z pozytywnym wynikiem testu na obecność antygeny wirusa COVID-19 powinna postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w celu dalszej diagnostyki zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

## Przeciwwskazania Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.  
 Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.  
 Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.  
 Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

## Informacje dodatkowe Test Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, 1 szt. Diather


Ten test zapewnia jedynie wstępny wynik badania. Aby ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć zakażenie wirusem COVID-19 należy wykonać dodatkowe badanie potwierdzające testem molekularnym.  
 Każda próbka reaktywna w teście musi zostać potwierdzona za pomocą alternatywnej metody (metod) testowania i wyników klinicznych.

## Galeria

### Zawartość zestawu



### Schemat użycia



### Interpretacja wyników

