


## Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.



Cena: 7,14 zł

### Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Milapharm
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.

Test owulacji-LH wykrywa poziomy hormonu luteinizującego LH w moczu, określając typowy szczyt, który poprzedza owulację, a następnie okres płodny.  
Test owulacji-LH jest stosowany przez kobiety, które chcą precyzyjnie określić swoje dni owulacji i zwiększyć swoje szanse na poczęcie.

#### Skład Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.

5 kopertek foliowych każda zawiera 1 test  
Instrukcja użytkowania wyrobu

#### Działanie Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.

Test owulacji-LH to szybki test immunochromatograficzny, który wykrywa LH (hormon luteinizujący) za pomocą specjalnych przeciwciał monoklonalnych sprzężonych ze złotem zawartych w reaktywnym pasku, co pozwala przewidzieć okres owulacji i zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Wzrost i uwalnianie hormonu LH prowadzi do owulacji w ciągu następnych 24/40 godzin, wartość graniczna ustalona jest na 25 mIU / ml, co jest uważane za normalną wartość hormonu LH. Rezultaty już po 5 minutach.

## Wskazania Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.

Owulacja występuje zwykle około 12/13 dnia cyklu miesięczkowego, dlatego wskazane jest wykonanie testu między 10 a 15 dniem, co zwiększa szanse na rozpoznanie szczytu owulacyjnego, a tym samym możliwości poczęcia.

## Informacje dodatkowe Test owulacyjny super czuły LH paskowy OVU, 5 szt.

Czułość analityczna 25 mIU/ml.

Wysoka czułość, precyzyjny wynik, 99% dokładności, zwiększa szanse na zajście w ciążę.

Czułość diagnostyczna – 100%.

Swoistość diagnostyczna 100%.

Czułość i swoistość testu została sprawdzona na 900 próbkach zgodnie z międzynarodową normą WHO4.

Wynik w ciągu 3-8 minut. Nie odczytuj wyniku po upływie 10 minut.