

# URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium



Cena: 33,19 zł

## Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Hydrex
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

Zdrowie Complex URS 10 TEST to multidiagnostyczny test paskowy do samodzielnego zbadania moczu w domowych warunkach. Wykrywa 10 parametrów: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny i leukocyty. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

### Skład URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

W opakowaniu znajdują się 2 oddzielne testy, które umożliwiają dokonanie dwóch niezależnych analiz moczu. W dołączonej do opakowania ulotce znajdziemy kompletne informacje, dlatego konieczne trzeba się z nią zapoznać jeszcze przed wykonaniem testu.

### Działanie URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

Wyrób medyczny URS 10 Test umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy moczu obejmującej aż 10 różnych parametrów badawczych, do których należą: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty. Dołączona do testu skala barwna pozwala dokładnie określić poziom odstępstwa uzyskanych wyników od normy.

## Wskazania URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

Test URS 10 stanowi doskonałe narzędzie do wykrywania stanów zapalnych układu moczowego, a także problemów z nerkami czy wątrobą.

Regularne badanie moczu zalecane jest wszystkim osobom stosującym diety odchudzające lub alternatywne sposoby odżywiania, korzystającym z publicznych basenów, pacjentom z przewlekłymi chorobami nerek, kobietom stosującym dopochwową antykoncepcję, a także dzieciom z podwyższoną temperaturą o niekreślonym źródle infekcji. Za jego pomocą można badać zarówno dzieci, jak i dorosłych.

## Dawkowanie URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

Pobierz próbkę porannego moczu do czystego i suchego pojemnika.

Zanurz test w moczu.

Pierwszy odczyt dokonujemy po 30 sekundach, rozpoczynając od glukozy i zmierzając po kolei w górę. Na interpretację i zaznaczenie wyników na skali mamy maksymalnie 2 minuty.

## Informacje dodatkowe URS 10, test do ogólnego badania moczu, 2 szt. Domowe Laboratorium

W celu poprawnego przeprowadzenia badania konieczne należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.

Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.

Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.

Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci