

# Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparć, 400 g



Cena: 41,87 zł

## Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina



## Opis produktu

### Informacje podstawowe Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparć, 400 g

Bebilon Comfort 2, mleko następne w proszku, 400 g to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt powyżej 6. miesiąca życia z tendencją do kolek i zaparć, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią.

### Skład Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparć, 400 g

Hydrolizat białka serwatkowego z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (9,17%), skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,59 %), olej rybi, potas, wapń, magnez, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, sól, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas adenzyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, emulgator (lecycyny z soi), kwas foliowy, jod, mangan, selen, przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

<b>Wartości odżywcze</b>	<b>100 g proszku</b>	<b>100 ml produktu</b>
--------------------------	----------------------	------------------------

Wartość energetyczna	1946 kJ / 464 kcal	286 kJ / 68 kcal
Tłuszcz, w tym:	21 g	3,1 g
kwasy tłuszczowe nasycone	9 g	1,3 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	8,7 g	1,3 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	3,5 g	0,5 g
kwasy linolowy (LA)	2800 mg	410 mg
kwasy α-linolenowy (ALA)	330 mg	48,4 mg
kwasy arachidonowy (AA)	70 mg	10,2 mg
kwasy dokozaheksaenowy (DHA)	120 mg	17 mg
kwasy eikozapentaenowy (EPA)	20 mg	3,6 mg
Węglowodany, w tym:	55 g	8,1 g
cukry	24 g	3,5 g
laktoza	19 g	2,8 g
Błonnik, w tym:	3,9 g	0,6 g
oligosacharydy GOS*	3,4 g	0,49 g
oligosacharydy FOS**	0,56 g	0,08 g
Białko	11 g	1,6 g
L-karnityna	13 mg	2 mg
Sól	0,51 g	0,07 g
Witamina A	407 µg	60 µg
Witamina D	12 µg	1,7 µg
Witamina E	11 mg	1,6 mg
Witamina K	34 µg	5 µg
Witamina C	60 mg	8,7 mg
Wapń	491 mg	72 mg
Fosfor	288 mg	42 mg
Magnez	46 mg	6,8 mg
Cynk	6,9 mg	1 mg

Cynk	3,4 mg	0,5 mg
Miedź	0,37 mg	0,054 mg
Mangan	0,05 mg	0,01 mg
Fluorek	? 0,04 mg	? 0,006 mg
Selen	21 µg	3,1 µg
Chrom	? 42 µg	? 6,2 µg
Molibden	? 42 µg	? 6,2 µg
Jod	88 µg	13 µg
Tauryna	35 mg	5,1 mg
Cholina	116 mg	17 mg
Nukleotydy	16 mg	2,4 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	1,6 g	0,2 g

\* Galaktooligosacharydy

\*\* Fruktooligosacharydy

\*\*\* Białka serwatki mleka krowiego poddane częściowej hydrolizie

### Działanie Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparc, 400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Comfort 2 jest tak przygotowany, dzięki specjalnemu składowi białka oraz obniżonej zawartości laktozy był lekkostrawny. Zawiera beta-palmitynian dla bardziej miękkich stolców oraz częściowo hydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia.

### Wskazania Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparc, 400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Comfort 2 jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u niemowląt powyżej 6. miesiąca życia z tendencją do kolek i zaparc, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią.

### Dawkowanie Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparc, 400 g

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki. Używaj wyłącznie załączonej miareczki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon 2. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

## Przeciwwskazania Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparc, 400 g

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

## Informacje dodatkowe Bebilon ProExpert Comfort 2, mleko następne dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparc, 400 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą. Mleko Bebilon powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Nie należy podgrzewać mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem. Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania. Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt nie może zastępować mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia niemowlęcia. Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Jeśli dolegliwości nie zmniejszają się, lub następuje pogorszenie, należy koniecznie zasięgnąć porady lekarza.