

# Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Cena: 45,19 zł



## Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Hasco
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

FORTIVEN ACTIV GEL jest produktem leczniczym w postaci żelu stosowanym miejscowo w przypadku chorób żył powierzchniowych i krwiałków.

### Skład Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).

1 g żelu zawiera 2400 j.m. heparyny sodowej.

Substancje pomocnicze: karbomer 5984 EP, sodu wodorotlenek 30%, disodu edetynian, glikol propylenowy, polisorbata 20, kompozycja zapachowa Aldora Vera, woda oczyszczona.

### Działanie Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Heparyna zastosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

## Wskazania Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Lek FORTIVEN ACTIV GEL wskazany jest w miejscowym leczeniu wspomagającym:

chorób żył powierzchownych: zakrzepowego zapalenia żył, żylaków kończyn dolnych, obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.

## Dawkowanie Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: równomiernie rozprowadzić cienką warstwę żelu na zmienionym chorobowo miejscu.

Stosować 1 do 3 razy na dobę.

W zależności od przemijania objawów chorobowych okres leczenia wynosi do 14 dni.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

## Przeciwwskazania Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Kiedy nie stosować leku FORTIVEN ACTIV GEL:

jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, na otwarte, krwawiące i sącące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę.

## Informacje dodatkowe Fortiven Activ Gel, 2400 j.m./g żel, 50 g

Preparat zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną (skłonnością do krwawień).

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.