

## FUTURO Regulowana opaska kolana , sport (09039)



Cena: 113,79 zł

### Opis słownikowy

Postać	opaska
Producent	3M
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

### Informacje podstawowe FUTURO Regulowana opaska kolana , sport (09039)

- Specjalna konstrukcja stworzona z myślą o stabilizacji w trakcie aktywności fizycznej
- Zastosowanie ogólne, jazda na rowerze, tenis, ćwiczenia
- Wyprofilowana konstrukcja z dwoma regulowanymi paskami zapewnia idealne dopasowanie
- Otwór na rzepkę zapewnia większą stabilność i wygodę
- Unikalna mieszanka materiałów zapewnia większą stabilność, kojące ciepło i wygodę
- Materiał przepuszczający powietrze
- Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
- Produkt zalecany przez nasz panel ekspertów w dziedzinie medycyny i inżynierii.
- Zapewnia stabilizację przy zeszywnieniu, osłabieniu i urazach kolan
- Pasuje na lewe lub prawe kolano

### Skład FUTURO Regulowana opaska kolana , sport (09039)

- Neopren, poliester, nylon.
- Rozmiar 33,0 - 45,7 cm (obwód kolana).

### Wskazania FUTURO Regulowana opaska kolana , sport (09039)

Zapewnia stabilizację przy zeszywnieniu, osłabieniu i urazach kolan

## Dawkowanie FUTURO Regulowana opaska kolana , sport (09039)

1. Otwórz wszystkie zapięcia i nasuń stabilizator na nogę, zaczynając od szerszego końca. Umieść otwór na rzepce kolana.
2. Zabezpiecz górny pasek wzdłuż górnej krawędzi stabilizatora.
3. Zabezpiecz dolny pasek wzdłuż dolnej krawędzi stabilizatora. Dostosuj napięcie obu pasków, tak żeby stabilizator przylegał mocno, ale nie powodował dyskomfortu.