

Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

Cena: 28,19 zł



Opis słownikowy

Postać	igły
Producent	Becton Dickinson
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

BD Microlance 3 Igła iniekcyjna 0,5 mm x 25 mm przeznaczona do wkłuć podskórnych. Może zostać połączona z jednorazowymi strzykawkami z końcówką typu Luer i Luer Lock czy zestawami do transfuzji oraz infuzji.

Skład Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

Nasadka i osłonka igły: polipropylen.

Ostrze: stal nierdzewna.

Klej: żywica epoksydowa.

Środek natłuszczający: olej silikonowy.

Działanie Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

Igła iniekcyjna jest wykonana ze stali nierdzewnej, a nasadki i osłonki z polipropylenu. Ma zwężone ścianki (cienkościenna), dzięki czemu przepływ płynów podczas pobierania jest jeszcze wyższy. Posiada trójplaszczynowe ostrze, a powierzchnia igły pokryta jest silikonem, który zapewnia odpowiedni poślizg, co ułatwia wkłucie i zmniejsza odczucie bólu. Dodatkowo, są jałowe oraz sterylizowane tlenkiem etylenu. Nasadki produktu są barwione zgodnie z kodem ISO 6009 - ułatwia szybkie rozpoznanie rozmiaru igieł. Wyposażone zostały w zatyczkę Luer Lock. Nie zawiera lateksu ani PCV.

Dawkowanie Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

Produkt stosować do wkłuć podskórnych w celu iniekcji leku lub pobrania krwi.

Przeciwwskazania Igła BD Microlance 3 0,5 x 25 mm, 100 szt Dickinson

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.