

# kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml



Cena: 17,69 zł

## Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Schulke
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Isopropanolum, Propanolum, 2-Biphenylolum

## Opis produktu

### Informacje podstawowe kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

Kodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

### Skład kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

100 g płynu zawiera:

substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenyloł 0,2 g,  
substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

### Działanie kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

Zalety:

szybkie działanie i wysychanie

szerokie spektrum bójcze  
nie wpływa negatywnie na gojenie się ran  
dobra przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu lek  
u bardzo dobre właściwości odtłuszczające

## Wskazania kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

Płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

## Dawkowanie kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

### Sposób podawania:

Produkt leczniczy do podawania na skórę.

kodan Tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczania.

Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem leczniczym z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego produktem leczniczym.

Przed zastrzykami (w tym szczepieniami) i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund. Przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund.

### Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne.

Wykąpać lub umyć pacjenta używając np. emulsji myjącej esemtan lub octenisan, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu.

Nanosić kodan Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego.

Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu leku.

### Dezynfekcja skóry przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami:

Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć lekiem kodan Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

### Zdejmowanie szwów:

Miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym w leku jałowym gazikiem lub produktem leczniczym z atomizera.

Nadmierną ilość produktu leczniczego kodan Tinktur forte bezbarwny osuszyć jałowym gazikiem.

Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi produktem leczniczym kodan Tinktur forte bezbarwny jałowymi gazikami.

## Przeciwwskazania kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

## Informacje dodatkowe kodan Tinktur forte, bezbarwny dezynfekcyjny płyn na skórę, 250 ml

### Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Rzadko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ ):  
kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Częstość nieznana:  
suchość i podrażnienie skóry.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Produkt leczniczy do stosowania na skórę.

Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

W razie przypadkowego kontaktu Kodan Tinktur Forte bezbarwny z oczami należy natychmiast opłukać otwarte oczy dużą ilością wody przez kilka minut.

W przypadku stosowania tego produktu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole w nim zawarte mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę.

Należy usunąć nadmiar produktu leczniczego, aby uniknąć jego nagromadzenia się.

Produkt leczniczy łatwopalny. Nie rozpoczynać termokauteryzacji na skórze przed dokładnym wyschnięciem dezynfekowanych obszarów.

#### **Dzieci i młodzież**

Ze względu na wysoką zawartość alkoholu preparat nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka.