

Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.



Cena: 52,49 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|--|
| Marka | Matopat |
| Postać | opatrunek |
| Producent | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Informacje podstawowe Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.

Fixopore F to opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym. Podłoże opatrunku stanowi folia poliuretanowa, która jest wodoodporna, ale pozwala skórze oddychać. Przezroczysta folia pozwala obserwować okolice rany podczas gojenia. Zastosowany klej nie powoduje podrażnień i nie pozostawia śladów na ciele.

Skład Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.

Opatrunek skonstruowany jest z:

wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową,
elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem,
papieru chłonnego.

Działanie Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.

Wykonane z poliuretanowej folii, która dobrze dopasowuje się i przylega do skóry, nie krępując ruchów. Unikalna struktura cząsteczkowa tworzy opatrunki przepuszczalnymi dla pary wodnej i jednocześnie nieprzepuszczalnymi dla wody.

Szczególnie polecane w przypadku ran pooperacyjnych gdzie występuje konieczność ciągłej obserwacji gojącej się rany.
Wkład chłonny z wysokimi właściwościami absorpcyjnymi.
Zewnętrzna warstwa z mikrosiateczką wokół wkładu chłonnego zapobiega przywieraniu opatrunku do rany i szwów.
Zastosowany klej minimalizuje ryzyko powstania podrażnień oraz nie pozostawia śladu na skórze.
Zaokrąglone krawędzie uniemożliwiają odklejenie się opatrunku.
Szeroka zakładka ułatwiająca aplikację opatrunku w rękawiczkach i warunkach domowych.

Wskazania Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.

Samoprzylepny opatrunek foliowy z wkładem chłonnym stosowany do opatrywania ran pooperacyjnych, otarć i skaleczeń. Szczególnie polecany w przypadku konieczności stałej obserwacji gojącej się rany.

Informacje dodatkowe Matopat Fixopore F, jałowy opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm, 50 szt.

Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym Fixopore F jest wyrobem jednorazowym.

Galeria

