

## Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Cena: 35,29 zł



### Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	majtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Wyrób medyczny Seni Active Super, rozmiar M, 10 szt. jest polecany osobom aktywnym i uczestnikom rehabilitacji ruchowej ze średnim stopniem nietrzymania moczu, u których wyciek moczu jest obfity oraz osobom, które potrzebują dodatkowego zabezpieczenia podczas snu czy też dłuższej podróży.

Wygodne majtki chłonne, dobrze dopasowują się do ciała, zapewniają cyrkulację powietrza oraz neutralizują nieprzyjemny zapach. Zakłada się je jak zwykłą bieliznę, a zdjąć można w prosty sposób, dzięki rozerwaniu bocznych szwów. Dodatkowo posiadają wskaźnik wilgotności, który pokazuje, kiedy należy zmienić produkt.

Poziom chłonności 6/7 – drugi z trzech poziomów chłonności majtek z linii Seni Active.

#### Skład Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Nie zawiera lateksu.

#### Zawartość opakowania

Seni Active Super, majtki chłonne, rozmiar M, 10 szt.

#### Działanie Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super dzięki włókninie rozprowadzającej dają poczucie suchości. Włóknina umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z dala od skóry.

Anatomiczny kształt wyrobu oraz wykonane z hydrofobowej włókniny elastyczne osłonki boczne sprzyjają odpowiedniemu dopasowaniu się produktu do ciała i zapobiegają przeciekaniu.

Majtki chłonne zostały wykonane z materiału pozwalającego na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu minimalizują prawdopodobieństwo powstawania odparzeń i podrażnień. Dodatkowo materiał wyrobu nie szeleści gwarantując komfort i dyskrecję użytkownika.

Produkt został wyposażony w indykator wilgotności, w formie nadruku, który informuje o stopniu napełnienia wkładu chłonnego, a tym samym sugeruje konieczność wymienienia wyrobu.

Superabsorbent, zawarty w majtkach chłonnych, nie tylko zwiększa ich właściwości chłonne, ale dodatkowo wykazuje właściwości antibakteryjne, hamując rozwój bakterii będących przyczyną przykrego zapachu.

Poziom chłonności 6/7 – drugi z trzech poziomów chłonności majtek z linii Seni Active.

Rozmiar M dedykowany jest dla osób o obwodach pasa i bioder mieszczących się w przedziale 80 cm - 110 cm.

Wyrób testowany dermatologicznie

## Wskazania Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Majtki chłonne Seni Active Super są przeznaczone dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu. Polecane osobom, u których wyciek moczu jest obfity oraz osobom, które potrzebują dodatkowego zabezpieczenia podczas snu czy też dłuższej podróży.

## Dawkowanie Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Założ majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.

W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.

Pamiętaj: aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.

Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci.

Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

## Informacje dodatkowe Seni Active Super, majtki chłonne rozmiar M, 10 szt.

Testowane dermatologicznie.