

Tegaderm, jałowy przezroczysty opatrunek foliowy z ramką 10 cm x 12 cm 1626W, 1 szt.

Cena: 5,69 zł



Opis słownikowy

Marka	Tegaderm
Postać	opatrunek
Producent	3M
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Tegaderm, jałowy przezroczysty opatrunek foliowy z ramką 10 cm x 12 cm 1626W, 1 szt.

3M Tegaderm Film 10 cm x 12 cm, 1626W to sterylne, przezroczyste, wodoodporne opatrunki wykonane z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczone do zabezpieczenia i ochrony dostępu naczyniowego oraz uszkodzeń skóry i ran.

Działanie Tegaderm, jałowy przezroczysty opatrunek foliowy z ramką 10 cm x 12 cm 1626W, 1 szt.

stanowi barierę dla zewnętrznego źródła zakażeń, jak płyny, bakterie czy wirusy innych zanieczyszczeń, wodoodporny opatrunek umożliwia kąpiel pacjentowi, sterylne, półprzepuszczalna folia pozwala na swobodne oddychanie skóry i zapobiega maceracji skóry, system aplikacji z ramką umożliwia łatwą aplikację i zapobiega zlepianiu się opatrunku, przezroczysty opatrunek umożliwia łatwe i ciągłe monitorowanie stanu ran i wkluc naczyniowych, bez potrzeby zdejmowania opatrunku, wysoce przylepny do skóry - mocny klej, a zarazem całkowicie bezpieczny dla pacjenta, nie powodujący uszkodzeń skóry - delikatny dla skóry, bardzo cienka i śliska folia nie przeszkadza w codziennych czynnościach i nie odkleja się z powodu tarcia, zapewnia wilgotne środowisko, co przyspiesza proces gojenia ran przewlekłych i zmniejsza bolesność.

Wskazania Tegaderm, jałowy przezroczysty opatrunek foliowy z ramką 10 cm x 12 cm

1626W, 1 szt.

rany pooperacyjne po zapewnieniu hemostazy,
drobne rany opatrywane ambulatoryjnie,
rany przewlekłe, otarcia, skaleczenia, rany cięte, oparzenia,
miejsca skóry po pobraniu przeszczepu,
ochrona skóry przed uszkodzeniem, kontaktem z płynami i wydzielinami,
mocowanie drobnego sprzętu i opatrunków nieprzylepnych.

Galeria

