


Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1 szt.



Cena: 17,12 zł

Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Milapharm
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1 szt.

Szybki test przeznaczony jest do określania poziomu ferrytyny w próbce krwi pobranej z palca. Test pomocny jest w celu diagnostyki niedokrwistości. Wynik otrzymujemy zaledwie w ciągu 5 minut.

Skład Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1 szt.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- saszetka z testem kasetkowym oraz pipetą kapilarną
- 1 gazik do dezynfekcji
- 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do uzyskania próbki krwi
- 1 pojemnik z zakraplaczem zawierającym 1ml odczynnika
- instrukcje użycia

Działanie Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1

szt.

TEST FERRYTYNA przeznaczony jest do oznaczania poziomu ferrytyny w próbce krwi pobranej z opuszka palca. Obniżony poziom ferrytyny może świadczyć o niedoborze żelaza i niedokrwistości (anemii). Wynik pozytywny oznaczający prawidłowy poziom ferrytyny we krwi oznacza prawidłowy poziom tego białka – powyżej 30ng/ml. Wynik negatywny oznaczający niedobór ferrytyny we krwi oznacza zbyt niski poziom tego białka – poniżej 30ng/ml.

Wskazania Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1 szt.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

zmęczenie
bladość
ból głowy
duszności
łamliwe włosy i paznokcie

Dawkowanie Test Na niedobór żelaza, domowy test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi, 1 szt.

Stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.